



ALLEGATO 1

Istruzioni sulla modalità di raccolta della saliva

Riceverete una provetta contenente un **rullo salivare**.

La raccolta della saliva va effettuata almeno 30 minuti dopo aver assunto cibo e almeno 10 minuti dopo l'assunzione di acqua.

Il rullo di cotone va manipolato il meno possibile e con mani pulite: è bene sanificarle prima di eseguire il test.

Inserire il rullo di cotone sterile nello spazio tra la guancia e i denti per 1/2 minuti, poi spostarlo sotto la lingua, cercando spostarlo direttamente con la lingua stessa o in alternativa limitandone al minimo il contatto con le mani, per altri 1/2 minuti (come indicato nell'immagine).

Depositare il tampone nel contenitore e chiudere bene il tappo. Consegnare tampone e documenti all'operatore.

